

TRIAL RODS



Trial Rods

TRIAL RODS

Unsere Trial Rods werden in der Wirbelsäulen Chirurgie eingesetzt. Sie sind aus Silikon mit einem Kern aus Edelstahl oder Nitinol. Durch den Nitinol-Kern gehen die Trial Rods beim Sterilisieren in Ihre Ursprungsform zurück. Die Trial Rods sind erhältlich in unterschiedlichen Längen und Durchmessern.

10| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90| 100

10| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90| 100| 110| 120| 130| 140| 150| 160| 170| 180| 190| 200| 210| 220| 230| 240| 250| 260| 270| 280| 290| 300

10| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90| 100| 110| 120| 130| 140| 150| 160| 170| 180| 190| 200| 210| 220| 230| 240| 250| 260| 270| 280| 290| 300

10| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90| 100| 110| 120| 130| 140| 150| 160| 170| 180| 190| 200| 210| 220| 230| 240| 250| 260| 270| 280| 290| 300| 310| 320| 330| 340| 350| 360| 370| 380| 390| 400

40| 50| 60| 70| 80| 90| 100| 110| 120| 130| 140| 150| 160| 170| 180| 190| 200| 210| 220| 230| 240| 250| 260| 270| 280| 290| 300| 310| 320| 330| 340| 350| 360| 370| 380| 390| 400| 410| 420| 430| 440| 450| 460| 470| 480

Unsere Trial Rods, ein Überblick:

100 - 500 mm

10| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 80| 90| 100

3,5 - 5,5 mm

W+S Solutions GmbH

Industriestraße 5

D-78532 Tuttlingen/Nendingen

Tel. +49(0)7461-18014-0

E-mail: info@wpluss-solutions.de